

# Description variétale Innovator



## Caractéristiques

▪ Précocité	6,5 (semi-précoce)	▪ Mildiou - tubercule	6
▪ Couleur de peau	Marron	▪ Gale	6,5
▪ Couleur de chair	Jaune clair	▪ Nématodes Pa 2,3	Résistant
▪ Tubercules par pied	10	▪ Galle verruqueuse f1	Résistant
▪ Grosseur des tubercules	8	▪ Virus rattle du tabac TRV	5,5
▪ Coups bleus	6	▪ Type de cuisson	B
▪ Endommagements	4,5	▪ Fritabilité	7,5
▪ Rendement	Bon	▪ Dormance	6
▪ Matière sèche / Poids sous l'eau	20,7 / 380	▪ Conservation	7
▪ Mildiou - feuillage	4		

## Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	90 cm entre les buttes	75 cm entre buttes	Densité
28/35	19-22 cm	22-24 cm	58.000 pl./ha
35/45	24-26 cm	29-31 cm	44.000 pl./ha
45/50	28-30 cm	34-36 cm	38.000 pl./ha
35/50	27-29 cm	32-34 cm	40.000 pl./ha
50/60 (plant coupé)	26-29 cm	31-33 cm	42.000 pl./ha

## Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	% par rapport à la norme	Application		
		1 <sup>ère</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
N	130	2/4	1/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	120	4/4		
K <sub>2</sub> O	110	4/4		

Pas de chlorure de potassium avant la plantation. L'Innovator est sensible aux carences minérales. Amener les oligo-éléments à un bon niveau. La potasse réduit la sensibilité aux coups.

## Précautions

- Laisser d'abord réchauffer les plants et planter au stade « points blancs ». Ne pas planter trop tôt ! Planter à 3 cm sous le niveau du sol. **Un traitement anti-Rhizoctonia est recommandé.**
- L'Innovator est sensible au Sencoral.
- 2e application d'azote peu après tubérisation. 3e application après floraison. **Veiller à préserver la vitalité de la culture.**
- Suivre un calendrier normal de pulvérisation contre le mildiou. Rester vigilant jusqu'à la fin ! Utilisation d'hydrazide maléique recommandée pour une conservation prolongée.
- **Une production sans stress est importante pour une bonne couleur de cuisson** (irrigation et minéraux en temps voulu et en quantité suffisante)
- Bien laisser durcir la peau sur les parcelles défanées chimiquement, **l'Innovator est assez sensible aux endommagements mécaniques.**
- Après cicatrisation, **refroidir progressivement à nouveau.** Conserver à 8 degrés, sauf si livraison après mi-mai, maintenir alors une température (stable) de 7 °C. **En cas de conservation longue, commencer l'application d'antigerminatifs à temps.**